

MÓDULOS 2011
ANEXO II
EQUIPAMIENTO PARA
OXIGENOTERAPIA Y ASISTENCIA VENTILATORIA

T6

Módulo TUBO

- Tubo de Oxígeno. Capacidad 6m³ de O₂ .Calidad Medicinal
- Material descartable: 1 cánula nasal ó 1 máscara, vaso humidificador
- Regulador /caudalímetro

- Control de Calidad: Etiquetas del Control de Calidad realizado
- CARACTERISTICA DEL TUBO: Color Blanco
- Manual de instrucciones

CC + T1

Módulo Concentrador de O₂ con Tubo de Back up

- Equipo concentrador de O₂
- Flujo: 0 a 5l/min.
- Material descartable: 1 cánula nasal y 1 humidificador por trimestre o por requerimiento justificado.
- Tubo de Oxígeno. Capacidad 6m³ de O₂ Calidad Medicinal (Solo para casos de Corte de la energía eléctrica)
- Regulador /caudalímetro
- Control de Calidad: Etiquetas del Control de Calidad realizado
- CARACTERISTICA DEL TUBO: Color Blanco
- Manual de instrucciones

M.U.T.

Mochilas ultralivianas de transporte

- Tubos ultralivianos de capacidad 415-425 con O₂ **Gaseoso**
- Material descartable: 1 cánula ó mascarilla
- Regulador/caudalímetro
- Dos cargas semanales
- Manual de Instrucciones

M.O.L.

Sistemas de O₂ líquido con mochila (FREE LOX)

- Reservorio de 32-40 l de O₂ **líquido** de calidad medicinal con mochila de 1-1.5 l de O₂ líquido de calidad medicinal
- Material descartable: 1 vaso humidificador, 2 cánulas, 2 baterías

CPAP

Los submódulos a, b y c incluyen máscara solicitada o a elección del médico o que satisfaga las necesidades del paciente.

a) CPAP

Circuito paciente

b) CPAP + CALENTADOR – HUMIDIFICADOR

Calentador- Humidificador

Calienta y añade humedad a los gases. Garantiza una diferencia de temperatura entre el agua y el ambiente, para minimizar la condensación en la tubuladura y mantener la humidificación constante. Disminuye la sequedad nasal y la irritación añadiendo humedad al flujo de aire.

Incluye una carcasa por mes.

c) CPAP AUTO AJUSTABLE

- Equipo de presión positiva automático en las vías aéreas.
- Circuito paciente
- Manual de instrucciones

BPAP

Equipo de 2 presiones en vía aérea

- Circuito paciente
- 1 máscara con arnés

Respiradores

- Equipo completo
- 4 circuito paciente
- 1 máscara
- 15 filtros bacterianos

OCA

Oxímetro c/alarma

- Equipo completo
- Un sensor (con reposición en caso de causa justificada)

Monitor de Apneas

- Equipo completo

En caso de solicitud justificada la casa proveedora deberá reponer el material descartable necesario para el correcto funcionamiento de cualquiera de los equipos correspondientes a los distintos módulos.

TRMHUM

CALENTADOR-HUMIFICADOR

Calienta y añade humedad a los gases. Garantiza una diferencia de temperatura entre el agua y el ambiente, para minimizar la condensación en la tubuladura y mantener la humidificación constante. Disminuye la sequedad nasal y la irritación añadiendo humedad al flujo de aire. Incluye una carcaza por mes.

CCP

Concentrador Portatil

- Equipo concentrador de O2
- Flujo 0 a 5 l/min a demanda
- Incluye además el Módulo de Concentrador.

CCL8

Concentrador de 8 litros

- Equipo concentrador de O2
- Flujo 0 a 8 l/min
- Material descartable: 1 cánula y vaso humidificador por trimestre o por requerimiento justificado.
- Tubo de O2 – calidad medicinal (sólo para casos de corte de energía eléctrica).
- Regulador/caudalímetro
- Manual de instrucciones

Máscara de Gel

Máscara de gel facial para BPAP (equipo completo)

CPAP Autoajustable

- Equipo de presión positiva automático en las vías aéreas.
- Circuito paciente
- Una máscara siliconada con arnés semestral o por requerimiento justificado.
- Manual de instrucciones